



Matraces aforados recubiertos BLAUBRAND® PURprotect

¡Mas seguridad en el laboratorio!

BRAND. For lab. For life.®

- + Revestimiento protector contra el efecto astillado
- + El recubrimiento está coloreado de azul celeste para permitir la diferenciación óptica
- + Clase A, marcaje DE-M

Conozca los matraces aforados recubiertos PURprotect

El revestimiento de PUR recubre los matraces aforados como una capa protectora. Reduce la formación de astillas de forma notable en caso de rotura del matraz. La carga estática no es mayor en comparación con los matraces aforados de vidrio sin revestimiento. Para facilitar la diferenciación óptica, el revesti-

miento está teñido de color azul claro. La temperatura de uso con calor seco es de máx. 135 °C (tiempo de actuación < 30 minutos). La esterilización frecuente en autoclave a 121 °C reduce la protección antiastillamiento. La temperatura de limpieza máxima es de 95 °C.

Revestimiento de PUR en el exterior

para mayor seguridad

Ajustado individualmente

para resultados precisos

Vidrio borosilicato 3.3 de alta calidad

con el que los líquidos/muestras entran en contacto



- + Color azul claro para diferenciación visual
- + Ajuste mediante el uso de líneas de producción controladas por ordenador.
- + AQL < 0,4, es decir, los límites de error preestablecidos se respetan con un 99,6 % exactitud como mínimo.
- + Se suministra con certificado de lote

Durable tintas de calidad

para una buena legibilidad



Reduce la formación de astillas en caso de rotura del matraz.



En un matraz convencional, las muestras se perderían



Certificados, accesorios y repuestos online

Podrá encontrar certificados de calidad, documentación técnica y accesorios para sus instrumentos de medición de volumen BLAUBRAND® en nuestro servicio gratuito en línea MyProduct. Más información: <https://www.brand.de/myproduct>
Todos los certificados individuales y de lote se archivan por un mínimo de 10 años y pueden descargarse en www.brand.de.

Distintivo de aparatos volumétricos BLAUBRAND®

La información esencial se imprime en los aparatos volumétricos para su trazabilidad. De este modo se cumplen los requisitos del ámbito normativo (por ejemplo, normas, farmacopea y gestión de la calidad).



Referencias

Matraces aforados, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, PURprotect

Boro 3.3, con tapón en PP, Certificado de lote ISO, DIN EN ISO 1042. Ajustados por contenido 'In'.

volumen ml	límite de error ± ml	NS	unidad por embalaje	ref.
50 A	0,10	NS 14/23	2	36548
100	0,10	NS 14/23	2	36549
200	0,15	NS 14/23	2	36550
250	0,15	NS 14/23	2	36551
500	0,25	NS 19/26	2	36552
1000	0,4	NS 24/29	1	36553



A = cuello ancho

Otros volúmenes sobre demanda.

BRAND GMBH + CO KG

P.O. Box 1155 | 97861 Wertheim | Germany

T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de



BRAND. For lab. For life.®

BLAUBRAND®, BRAND®, BRAND. For lab. For life.® así como la marca denominativa y figurativa BRAND son marcas o marcas registradas de BRAND GMBH + CO KG, Alemania. La marca denominativa y figurativa BRANDGROUP es una marca o marca registrada de Brand Group SE & Co. KG, Alemania. El resto de las marcas citadas o reproducidas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Con nuestras publicaciones técnicas pretendemos informar y aconsejar a nuestros clientes. La transmisibilidad de datos de la experiencia en general y de resultados obtenidos bajo condiciones de ensayo al caso concreto de aplicación depende de múltiples factores que escapan a nuestra influencia. Por tanto pedimos comprendan que de nuestra información no se puede derivar ninguna responsabilidad por nuestra parte. Por tanto debe comprobar Ud. mismo con mucho cuidado si son adecuadas la transmisibilidad y aplicación de los datos en cada caso concreto.

Reservado errores y el derecho de realizar modificaciones técnicas.

994037 © 2024 BRAND GMBH + CO KG | Printed in Germany | 0624



En shop.brand.de encontrará accesorios y piezas de repuesto, manuales de instrucciones, instrucciones de calibrado (SOP) y vídeos sobre el producto.



Encontrará más información sobre los productos y sus aplicaciones en nuestro canal de Youtube [mylabBRAND](https://www.youtube.com/mylabBRAND).



BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318
info@brand.com.cn
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
Mumbai, India

T +91 22 42957790
customersupport@brand.co.in
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562
info@brandtech.com
www.brandtech.com