

**Nachfüll-
system**

TipStack

Weniger Abfall – platzsparendes Design.
Die Stapeltürme sind zurück!

BRAND. For lab. For life.®

TipStack

Ein Spitzenturm aus 5 gefüllten Trägerplatten und einer TipBox bilden das besonders platzsparende Nachfüllsystem für 20 µl, 200 µl und 1000 µl Spitzen. Dicht abschließende Abstandshalter verhindern das Verkleben der Spitzen ineinander und sichern die DNA-, RNase-, Endotoxin- und ATP-Freiheit. Die sterilen TipStacks (BIO-CERT®-Qualität) werden mit einer Umsetzhilfe zum kontaminationsfreien Einsetzen in die zuvor sterilisierte TipBox geliefert.

Ihre Vorteile:

- + Sämtliche Komponenten sind recyclefähig
- + Reduzierte Abfallmenge
- + Sterilisier- und wiederverwendbare TipBox
- + Platzsparendes Design
- + Mit Umsetzhilfe bei sterilen Spitzen
- + BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY




Das Spitzen-System

Das platzsparende Nachfüllsystem aus einem Spitzenturm mit fünf gefüllten Trägerplatten und einer TipBox bietet eine effiziente Lösung für die Aufbewahrung und den Nachschub von Pipettenspitzen in den Größen 20 µl, 200 µl und 1000 µl. Alle Komponenten des Systems sind recyclefähig und tragen so zu einer Reduzierung der Abfallmenge bei. Die TipBox selbst ist sterilisierbar und wiederverwendbar, wodurch sowohl Kosten als auch Umweltbelastung gesenkt werden. Ideal für Labore, die auf Effizienz, Nachhaltigkeit und höchste Qualität setzen.



TipStack



Umsetzhilfe



TipBox



Alle Informationen zum Produkt
auf shop.brand.de



Sterile Handhabung

Bestellinformationen

TipStack, Pipettenspitzen, palettiert, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY

Volumen	Verpackungseinheit	unsteril Best.-Nr.	steril Best.-Nr.
0,5 – 20 µl	960 Pipettenspitzen (2 x 5 TipRacks à 96 St.)	732244	732264
2 – 200 µl	960 Pipettenspitzen (2 x 5 TipRacks à 96 St.)	732248	732268
50 – 1000 µl	960 Pipettenspitzen (2 x 5 TipRacks à 96 St.)	732252	732272



Silber-Status im EcoVadis-Rating 2025:
BRAND zählt damit zu den besten
15% der vergleichbaren Unternehmen.

BRAND®, BRAND. For lab. For life.® sowie die abgebildeten Wort-Bild-Marken und die Wort-Bild-Marke BRAND sind Marken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Alle anderen abgebildeten oder wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BRAND GMBH + CO KG | Postfach 1155 | 97877 Wertheim | Germany
T +49 9342 808-0 | info@brand.de | www.brand.de

