



Système de recharge

TipStack

Moins de déchets – conception peu encombrante.
Les tours empilables sont de retour!

BRAND. For lab. For life.®

TipStack

Le système de recharge particulièrement peu encombrant pour les pointes de 20 µl, 200 µl et 1000 µl se compose de 5 plaques support remplies de pointes et d'une TipBox superposées. Les séparateurs étanches empêchent que les pointes restent coincées les unes dans les autres et assurent qu'elles sont exemptes d'ADN, de RNase, d'endotoxines et d'ATP. Les TipStacks stériles (qualité BIO-CERT®) sont livrés avec un outil de transfert permettant de les insérer facilement et sans risque de contamination dans la TipBox préalablement stérilisée.

Vos avantages:

- + Tous les composants sont recyclables
- + Quantité de déchets réduite
- + TipBox stérilisable et réutilisable
- + Design peu encombrant
- + Avec aide à la mise en place pour les pointes stériles
- + BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY




Le système de pointe

Le système de recharge peu encombrant, composé d'une tour à pointes avec cinq plaques de support remplies et d'une TipBox, offre une solution efficace pour le stockage et le rechargement des pointes de pipettes de 20 µl, 200 µl et 1000 µl. Tous les composants du système sont recyclables et contribuent ainsi à réduire la quantité de déchets. La TipBox elle-même est stérilisable et réutilisable, ce qui réduit à la fois les coûts et l'impact environnemental. Idéal pour les laboratoires qui misent sur l'efficacité, la durabilité et la qualité maximale.



TipStack



Outil de transfert
(transfer aid)



TipBox



Toutes les informations sur le produit sur shop.brand.de



Manipulation stérile


Données pour commande

TipStack, pointes de pipette, en rack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY

Volume	Emballage standard	non stériles Réf.	stériles Réf.
0,5 – 20 µl	960 pointes de pipettes (2 x 5 TipRacks à 96)	732244	732264
2 – 200 µl	960 pointes de pipettes (2 x 5 TipRacks à 96)	732248	732268
50 – 1000 µl	960 pointes de pipettes (2 x 5 TipRacks à 96)	732252	732272



Statut « Argent » dans le classement EcoVadis 2025:
BRAND figure ainsi parmi les 15 % des meilleures entreprises comparables.



BRAND®, BRAND. For lab. For life.® ainsi que les marques imagées représentées et la marque textuelle et imagée BRAND sont des marques ou des marques déposées de la société BRAND GMBH + CO KG, Allemagne. Toutes les autres marques mentionnées ou représentées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs ou errata.

BRAND GMBH + CO KG | P.O. Box 1155 | 97861 Wertheim | Germany
T +49 9342 808-0 | info@brand.de | www.brand.de

