

# Dispensette® S

Innovative Ideen mit bewährter Technik – der neue Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S.

- Neue Dosierkanüle mit und ohne Rückdosierventil
- Neues Ventilsystem, keine Dichtringe nötig
- Schnelleres Entlüften durch verbesserte Strömungstechnik
- Geringerer Kraftaufwand beim Dosieren besonders bei großvolumigen Geräten
- Volumenfixierung durch innenliegende Zahnleiste bei analogen Geräten
- Neue Größe 1 ml digital und analog

## Im Detail

Der Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S ist mit allem ausgestattet, was Dosieren sicherer und angenehm leicht macht. Innovative Ideen – bewährte Technik.

**Easy Calibration Technik**  
Sekundenschnelles Justieren im Rahmen der Prüfmittelüberwachung nach ISO 9001 und GLP.

**NEU!**  
**Ausstoßventil mit Sicherheitskugel**  
schließt bei nicht montierter Dosierkanüle

**NEU!**  
**Dosierkanüle**  
ohne Rückdosierventil

**NEU!**  
**Große Sichtöffnung**

**NEU!**  
**Schwenkbare Schraubkappe**  
stört nicht beim Dosieren

Dispensette® S Organic Digital

Dispensette® S Analog

Justiereinrichtung

**NEU!**  
**Volumenfixierung**  
durch innenliegende Zahnleiste

**NEU!**  
**Dosierkanüle**  
mit Rückdosierventil

**360° drehbarer Ventilblock**  
mit GL 45 Gewinde

**NEU!**  
**Ansaugventil mit Olive**  
für besseren Halt des Ansaugrohrs

**Rückdosierrohr**  
bei Dosierkanüle mit Rückdosierventil

**Teleskop-Ansaugrohr**

