

Auf einen Blick: Die Vorteile des HandyStep® S

Der HandyStep® S ist der robuste Mehrfachdispenser mit Direktverdrängungsprinzip.

Der HandyStep® S deckt mit den PD-Tips einen breiten Volumenbereich von 2 µl bis 5 ml ab und ist vielseitig einsetzbar, zum Beispiel in der Diagnostik, Molekularbiologie oder Umweltanalytik.

Eindeutig

Klare, große Anzeige der Hubeinstellung
– zur schnellen, einfachen Kontrolle.

Perfekt

Optimal positionierter Dosierhebel zur
Schonung des Daumens.

Auf Knopfdruck

Ergonomische Abwurfaste für den
berührungsfreien, sicheren Abwurf
kontaminierter Dispensertips.

Klare Sache

2-seitige Volumentabelle auf der Rück-
seite für schnelle Einstellungen

Schnell

Einhand-Hubeinstellung
für Rechts- und Linkshänder
– auch mit Handschuhen

Angenehm

Ergonomischer Fingerbügel zur
Entlastung der Hand, wichtig beim
Bearbeiten langer Serien

Kombiniert

Arretieren des Kolbens und Füllen
des PD-Tips // mit nur einem Hebel

Flexibel

Neben PD-Tips von BRAND können auch
kompatible Dispensertips anderer
Hersteller verwendet werden.

