

# A simple vista... las ventajas de HandyStep® S

HandyStep® S representa un dosificador múltiple resistente con principio de desplazamiento positivo. Con las puntas PD, el HandyStep® S cubre un amplio rango de volumen de 2 µl a

5 ml y se puede utilizar de muchas formas, por ejemplo, en diagnóstico, biología molecular o análisis medioambiental.

## Inequívoco

Indicación clara y grande del ajuste, para un control rápido y sencillo.

## Perfecto

Palanca de dosificación posicionada de forma óptima, para protección del pulgar.

## Pulsando un botón

Tecla de expulsión ergonómica para la expulsión segura, sin tocar la punta dispensadora contaminada.

## Una cuestión de transparencia

Tabla de volúmenes de dos lados en la parte posterior para ajustes rápidos

## Rápido

Ajuste con una mano para diestros y zurdos, también con guantes.

## Agradable

Estribo ergonómico para el dedo, para descanso de la mano, importante para el procesamiento de largas series.

## Combinado

Bloqueo del émbolo y llenado de las puntas PD // con una sola palanca.

## Flexible

Además de las puntas PD de BRAND, también pueden utilizarse puntas dispensadoras compatibles de otros fabricantes.

