

En un coup d'œil: les avantages du HandyStep® S

Les pipettes HandyStep® S sont les pipettes répétitives robustes avec principe de déplacement positif. Avec les pointes DD, les pipettes HandyStep® S couvrent une vaste plage de

volume de 2 µl à 5 ml et sont polyvalentes, par ex. pour le diagnostic, la biologie moléculaire ou les analyses environnementales.

Précis

Affichage claire, de grande taille du réglage de la course – pour un contrôle rapide et simple.

Ergonomique

Levier de distribution placé de manière optimale pour protéger le pouce.

Sûr

Bouton d'éjection ergonomique pour l'éjection sans contact et sûre des pointes de distribution contaminées.

Simple

Tableau de volumes de 2 pages au dos pour des réglages rapides

Rapide

Réglage de course d'une seule main pour droitiers et gauchers – même avec des gants.

Agréable

Anse de maintien ergonomique pour une prise détendue, importante pour le travail sur des séries longues.

Simplifié

Blocage du piston et remplissage de la pointe DD tip // d'une seule main.

Flexible

Outre les pointes DD tip de BRAND il est possible d'utiliser également des pointes de distribution d'autres fabricants.

