

Transferpette® S-8 与 S-12

多通道移液器

配合微孔板或者 PCR 板可以使用 Transferpette® S 多通道移液器进行高效工作。

8 道与 12 道移液器覆盖 0.5 µl 至 300 µl 量程范围。它们具有单道型号的所有特点，附加移液组件易于操作和维护的特点。



Transferpette® S-12



Transferpette® S-8

个性化工作

移液组件可 360 度旋转适合个性化操作

不费力

o-型环设计易于安装与褪除吸头

易于清洁与维护

每个吸头锥与密封圈都可轻松旋下
便于清洁与更换



狭窄的离心管



样品制备



配置PCR板



易于维护