

# Las pipetas multicanal Transferpette® S-8 y S-12

Con los modelos multicanal de Transferpette® S trabajarás de forma eficaz en las microplacas y para placas PCR. Las pipetas de 8 y 12 canales abarcan un rango de volúmenes de 0,5 µl a 300 µl.

Ofrecen todas las ventajas de los modelos monocanal y, de forma adicional, otras características que facilitan el trabajo y el mantenimiento.



Transferpette® S-12



Transferpette® S-8

## Individualidad en el trabajo

Unidad de pipeteado giratoria 360° que permite trabajar de forma individual

## Aplicación mínima de fuerza

Colocación y expulsión sencilla de las puntas gracias a los anillos O

## Limpieza y mantenimiento sencillos

Los vástagos y juntas individuales se desenroscan fácilmente y permiten limpiarlos o sustituirlos sin dificultad



Tubos de centrifuga estrechos



Preparación de pruebas



Trabajar con placas PCR



Mantenimiento sencillo