

Ganz entspannt – alles unter Kontrolle

Pipettieren Sie noch komfortabler!

Angenehm

Der besonders handliche Griff, leichte 190 g, und die ausgezeichnete Gewichtsverteilung lassen Sie angenehm entspannt lange Serien pipettieren.

Kraftvoll

Bei maximaler Motordrehzahl wird eine 50 ml Pipette in weniger als 10 Sekunden gefüllt – für zügiges Arbeiten!

Feinfühlig

Beim *accu-jet® pro* können Sie die Motordrehzahl einstellen, um die maximale Pipettiergeschwindigkeit vorzuwählen; mit den Pipettierknöpfen steuern Sie stufenlos und feinfühlig die Pipettiergeschwindigkeit im vorgebenen Bereich.

Ruhig

Motor und Pumpe arbeiten unauffällig leise – angenehm bei langen Serien.



Flüssigkeitsabgabe

Wählen Sie zwischen freiem Ablauf (bei auf ‚EX‘ justierten Pipetten) oder Ausblasen der Flüssigkeit mit Motorkraft.

Lade-Anzeige

Die blinkende Leuchtdiode zeigt an, dass die Akkukapazität langsam zur Neige geht. Sie können aber noch beruhigende zwei Stunden lang weiterpipettieren, bevor der Akku völlig leer ist – und auch während des Nachladens mit dem *accu-jet® pro* arbeiten.

Motordrehzahl

Mit dem Einstellrad regulieren Sie stufenlos die maximale Pipettiergeschwindigkeit. Eine niedrige Motordrehzahl erleichtert besonders das feinfühlige, kontrollierte Pipettieren mit kleinvolumigen Pipetten.

Batteriefachdeckel

Der *accu-jet® pro* wird mit zwei Batteriefachdeckeln geliefert. Der zweite Deckel besitzt Längsstege und kann als Ständer genutzt werden. Stellen Sie den *accu-jet® pro* einfach auf den Kopf, um Kontamination des Pipettenadapters zu vermeiden.