

模式	功能	HandyStep® touch	HandyStep® touch S
连续分液 (MULTI-DISP)	连续分配设定体积	✓	✓
自动分液 (AUTO-DISP)	设备自动分液	✓	✓
移液 (PIP)	移取设定体积	✓	✓
序列分液 (SEQ-DISP)	连续分配不同体积	—	✓
连续吸液 (MULTI-ASP)	吸取不同体积	—	✓
滴定	手动或者连续排液进行滴定	—	✓
收藏	添加收藏用于快速调取	✓	✓
设置	个性化设置设备（比如亮度或者 仪器名称）	✓	✓