

La punta para pipeta adecuada para su Transferpette®

La combinación con las pipetas de microlitro de BRAND permite obtener resultados óptimos. Las puntas de calidad de BRAND ofrecen un ajuste perfecto para realizar análisis precisos. Las puntas para pipetas y las puntas con filtro de BRAND están probadas para BRAND y para la mayoría de los modelos de pipeta de GILSON®, FINNPIPETTE® de Thermo Fisher Scientific, Eppendorf® y Sartorius®. La punta de 5 ml puede utilizarse con los modelos de pipeta de modelos de BRAND y Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®. Las puntas de 1250 µl y 10 ml son adecuadas para BRAND y Eppendorf®.

Nota: Los vástagos de las pipetas pueden estar sujetos a modificaciones. El ajuste depende del fabricante, el tipo de pipeta, el número de serie y la fecha de fabricación, entre otras cosas. Recomendamos verificar el ajuste de las puntas utilizando las bolsas de muestra gratuitas.



Transferpette® S

Transferpette® electronic

Puntas de pipetas Puntas con filtro Gama de ajuste	Transferpette® monocanal Volumen nominal													Transferpette® multicanal Volumen nominal					
	1 µl	2,5 µl	10 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	500 µl	1000 µl	2 ml	5 ml	10 ml	10 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl	1250 µl
0,1 - 20 µl	✓	✓ ₂₎	✓ ₂₎											✓					
0,5 - 20 µl		✓	✓											✓					
1 - 50 µl		✓ ₂₎	✓											✓					
2 - 200 µl ¹⁾				✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	
5 - 300 µl				✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	
50 - 1000 µl ¹⁾									✓	✓									
50 - 1250 µl ³⁾										✓ ₂₎									✓
50 - 1250 µl XL ³⁾										✓ ₂₎									✓ ₂₎
0,5 - 5 ml											✓	✓							
1 - 10 ml													✓						
0,1 - 1 µl	✓	✓ ₂₎	✓ ₂₎											✓					
0,5 - 10 µl		✓	✓											✓					
1 - 20 µl			✓											✓					
2 - 20 µl				✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓		
5 - 100 µl				✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	
5 - 200 µl								✓							✓	✓	✓	✓	
50 - 1000 µl									✓	✓									
50 - 1250 µl ³⁾										✓ ₂₎									✓
50 - 1250 µl XL ³⁾										✓ ₂₎									✓ ₂₎

✓ = volumen de punta inferior al volumen nominal de la pipeta

¹⁾ Las puntas sueltas tienen una coloración amarilla o azul, las puntas paletizadas son incoloras y las plataformas son amarillas o azules

²⁾ Necesidad de calibración y eventualmente ajuste

³⁾ 1250 µl = Longitud 86 mm, 1250 µl XL = Longitud 102 mm

