

适合您的 Transferpette® S 的配套吸头

BRAND 移液器吸头与滤芯吸头完美适配 Transferpette® S 以及许多其他移液器。吸头使用高质量的原材料在德国最先进的洁净车间中生产。

此外, Transferpette® S 可以兼容许多其他生产厂商的吸头。您可以跟我们索取更多信息。

因此, 所有 1000 µl (含) 以内的预装吸头与预装滤芯吸头都不含DNA(<40 fg), 不含DNase(<8.6 fg), 不含内毒素 (<1 pg) 以及不含ATP(<1 fg), 确保实验工作无污染。

移液器x吸头 滤芯吸头 量程范围	Transferpette® S 单通道移液器 标称量程											Transferpette® S 多通道移液器 标称量程						
	1 µl	2.5 µl	10 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	500 µl	1000 µl	2 ml	5 ml	10 ml	10 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl
0.1 - 20 µl	✓	✓ ₂₎	✓ ₂₎											✓				
0.5 - 20 µl		✓	✓											✓				
1 - 50 µl		✓ ₂₎	✓											✓				
2 - 200 µl ¹⁾				✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓
5 - 300 µl				✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓
50 - 1000 µl ¹⁾									✓	✓								
0.5 - 5 ml											✓	✓						
1 - 10 ml													✓					
0.1 - 1 µl	✓	✓ ₂₎	✓ ₂₎											✓				
0.5 - 10 µl		✓	✓											✓				
1 - 20 µl			✓											✓				
2 - 20 µl				✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	
5 - 100 µl				✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓
5 - 200 µl								✓							✓	✓	✓	✓
50 - 1000 µl									✓	✓								

✓ = 吸头量程小于移液器标称量程

¹⁾ 散装吸头为黄色或者蓝色, 预装吸头无色安置于黄色或者蓝色托架上

²⁾ 可能需要再校准和调节

