


La pointe de pipette correcte pour votre Transferpette® S

Les pointes à pipettes et pointes à filtres de BRAND ont une tenue parfaite sur la Transferpette® S et de nombreuses autres pipettes. Les pointes sont fabriquées à base de matériaux de grande qualité, en qualité salle blanche. Toutes les pointes et pointes à filtres en racks jusqu'à 1000 µl sont exemptes de DNA (<40 fg), RNase (<8,6 fg), endotoxines (<1 pg) et ATP (<1 fg), garantissant ainsi une manipulation sans contamination.

BRAND propose un système de pointes complet répondant à toutes les exigences. Par ailleurs, vous pouvez utiliser les pointes de nombreux autres fabricants avec la Transferpette® S. Vous obtiendrez plus d'informations sur demande.

| Pointes de pipette Pointes à filtres Plage de volume | Transferpette® S monocanal Volume nominal | | | | | | | | | | | Transferpette® S multicanaux Volume nominal | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 1 µl | 2,5 µl | 10 µl | 20 µl | 25 µl | 50 µl | 100 µl | 200 µl | 500 µl | 1000 µl | 2 ml | 5 ml | 10 ml | 10 µl | 50 µl | 100 µl | 200 µl | 300 µl |
| 0,1 - 20 µl | ✓ | ✓ ²⁾ | ✓ ²⁾ | | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| 0,5 - 20 µl | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| 1 - 50 µl | | ✓ ²⁾ | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| 2 - 200 µl ¹⁾ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 - 300 µl | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 - 1000 µl ¹⁾ | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 0,5 - 5 ml | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 1 - 10 ml | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 0,1 - 1 µl | ✓ | ✓ ²⁾ | ✓ ²⁾ | | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| 0,5 - 10 µl | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| 1 - 20 µl | | | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| 2 - 20 µl | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 - 100 µl | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 - 200 µl | | | | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 - 1000 µl | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | |



✓ = le volume de la pointe est inférieur au volume nominal de la pipette
¹⁾ Les pointes en vrac sont jaunes ou bleues. Les pointes en rack sont incolores sur un plateau de rangement jaune ou bleu
²⁾ Un calibrage et, le cas échéant, un ajustement sont nécessaires