


Reagenzreservoirs mit Deckel

701460/701462/701464

PRODUKT-
INFORMATION



Abmessungen in mm

Arbeitsvolumen	40 ml
Bodenform	V-Boden
Material	PP
Farbe	farblos
Gewicht	ca. 6 g ohne Deckel, ca. 8 g mit Deckel

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BRAND GMBH + CO KG | Otto-Schott-Str. 25 | 97877 Wertheim | Germany | T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de