


# 1 – 10 ml Pipettenspitze

## 702603 | 702604

PRODUKT-  
INFORMATION




Abmessungen in mm

<b>Volumen</b>	1 – 10 ml
<b>Material</b>	PP; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Verpackung</b>	Lose im Beutel
<b>Qualität</b>	Fertigung unter Reinraumbedingungen



# 1 – 10 ml Pipettenspitze 702608

PRODUKT-  
INFORMATION



Abmessungen in mm

<b>Volumen</b>	1 – 10 ml
<b>Material</b>	PP; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Verpackung</b>	palettiert
<b>Qualität</b>	Fertigung unter Reinraumbedingungen

