


50 – 1000 µl Pipettenspitze

732012 | 732032

PRODUKT-
INFORMATION



Abmessungen in mm


Volumen	50 – 1000 µl
Material	PP; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
Farbe	blau
Verpackung	Lose im Beutel
Qualität	Fertigung unter Reinraumbedingungen der Klasse 8 gemäß ISO 14644-1



50 – 1000 µl Pipettenspitze

732112 | 732212

PRODUKT-
INFORMATION



Abmessungen in mm

Volumen	50 – 1000 µl
Material	PP; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
Farbe	transparent
Verpackung	palettiert
Qualität	Reinraum Klasse 8 gemäß ISO 14 644-1, Frei von DNA*, RNase und DNase, Frei von Pyrogenen gemäß LAL-Test**




* humane und bakterielle DNA, ** gemäß Limulus Amebocyte Lysate (LAL) Test, Nachweisgrenze 0,01 EU/ml

50 – 1000 µl Pipettenspitze

732132 | 732232

PRODUKT-
INFORMATION



Abmessungen in mm

Volumen	50 – 1000 µl
Material	PP; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
Farbe	transparent
Verpackung	palettiert
Qualität	Reinraum Klasse 8 gemäß ISO 14 644-1, Frei von DNA*, RNase und DNase, Frei von Pyrogenen gemäß LAL-Test**, Steril gemäß ISO 11137, Frei von ATP



* humane und bakterielle DNA, ** gemäß Limulus Amebocyte Lysate (LAL) Test, Nachweisgrenze 0,01 EU/ml