


0,5 – 5 ml Pipettenspitze

702595 | 702600

PRODUKT-
INFORMATION




Abmessungen in mm

Volumen	0,5 – 5 ml
Material	PP; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
Farbe	transparent
Verpackung	Lose im Beutel
Qualität	Fertigung unter Reinraumbedingungen

0,5 – 5 ml Pipettenspitze

702605

PRODUKT-
INFORMATION



Abmessungen in mm

Volumen	0,5 – 5 ml
Material	PP; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
Farbe	transparent
Verpackung	palettiert
Qualität	Fertigung unter Rainraumbedingungen