


# 384-well PCR-Platte

## 781345


 PRODUKT-  
INFORMATION


L	127,76 mm
W	85,48 mm
H	9,50 mm
X1	12,13 mm
Xn	115,63 mm
Y1	8,99 mm
Yn	76,49 mm
P	4,50 mm
D	3,20 mm
C	24 Well
R	16 Well

<b>Ausführung</b>	ganzer Rahmen, Low Profile
<b>Wellrand</b>	nicht erhöht
<b>Volumen</b>	30 µl / well
<b>Material</b>	PP
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Cut corner</b>	P24, A24
<b>Qualität</b>	Reinraum Klasse 8 gemäß ISO 14644-1, Frei von DNA*, RNase und DNase, Frei von Pyrogenen gemäß LAL-Test**, Frei von PCR-Inhibitoren


\* humane und bakterielle DNA, \*\* gemäß Limulus Amebocyte Lysate (LAL) Test, Nachweisgrenze 0,01 EU/ml



Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

# 384-well PCR-Platte

## 781347

 PRODUKT-  
INFORMATION


L	127,76 mm
W	85,98 mm
H	9,65 mm
X1	12,13 mm
Xn	115,62 mm
Y1	8,99 mm
Yn	81,56 mm
P	4,50 mm
D	3,25 mm
C	24 Well
R	16 Well


<b>Ausführung</b>	ganzer Rahmen, Low Profile
<b>Wellrand</b>	nicht erhöht
<b>Volumen</b>	30 µl / well
<b>Material</b>	PP
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Cut corner</b>	A24
<b>Qualität</b>	Frei von DNA*, RNase und DNase, Frei von Pyrogenen gemäß LAL-Test**, Frei von PCR-Inhibitoren

\* humane und bakterielle DNA, \*\* gemäß Limulus Amebocyte Lysate (LAL) Test, Nachweisgrenze 0,01 EU/ml

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

# 384-well PCR-Platte

## 781358


 PRODUKT-  
INFORMATION


L	127,76 mm
W	85,48 mm
H	9,50 mm
X1	12,13 mm
Xn	115,63 mm
Y1	8,99 mm
Yn	76,49 mm
P	4,50 mm
D	3,20 mm
C	24 Well
R	16 Well

<b>Ausführung</b>	ganzer Rahmen, Low Profile
<b>Wellrand</b>	nicht erhöht
<b>Volumen</b>	30 µl / well
<b>Material</b>	PP
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Cut corner</b>	P24, A24
<b>Qualität</b>	Reinraum Klasse 8 gemäß ISO 14644-1, Frei von DNA*, RNase und DNase, Frei von Pyrogenen gemäß LAL-Test**, Frei von PCR-Inhibitoren

\* humane und bakterielle DNA, \*\* gemäß Limulus Amebocyte Lysate (LAL) Test, Nachweisgrenze 0,01 EU/ml



Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.