


# Deep well-Platte 0,3 ml

## 701355

PRODUKT-  
INFORMATION



<b>Well-Anzahl</b>	384
<b>Typ</b>	Standard
<b>Bodenform</b>	V-Boden
<b>Nennvolumen</b>	0,3 ml
<b>Material</b>	PP
<b>Well-Form</b>	Eckig
<b>Cut corner</b>	A1, H1
<b>Qualität</b>	BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY
<b>Passende Verschlussmatte</b>	701357



Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.