


# Deep-well Platte 1,1 ml

## Low Profile

### 701340



 PRODUKT-  
INFORMATION


<b>Well-Anzahl</b>	96
<b>Typ</b>	Low Profile
<b>Bodenform</b>	U-Boden
<b>Nennvolumen</b>	1,1 ml
<b>Material</b>	PP
<b>Well-Form</b>	Rund
<b>Cut corner</b>	A12, H12
<b>Qualität</b>	CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY
<b>Passende Verschlussmatte</b>	701368



# Deep-well Platten 1,2 ml

## 701342

 PRODUKT-  
INFORMATION



L	126,70 mm
W	85,00 mm
H	41,00 mm
Hs	2,95 mm
X1	14,29 mm
Xn	112,41 mm
Y1	11,35 mm
Yn	73,65 mm
P	8,90 mm
C	12 Well
R	8 Well

<b>Well-Anzahl</b>	96
<b>Typ</b>	erhöhter Rand
<b>Bodenform</b>	U-Boden
<b>Nennvolumen</b>	1,2 ml
<b>Material</b>	PP
<b>Well-Form</b>	Rund
<b>Cut corner</b>	H1
<b>Qualität</b>	BIO-CERT® PCR QUALITY
<b>Passende Verschlussmatte</b>	701360



# Deep-well Platte 0,5 ml

## 701346

 PRODUKT-  
INFORMATION


L	127,76 mm
W	85,48 mm
H	28,5 mm
Hs	6,10 mm
X1	14,38 mm
Xn	113,38 mm
Y1	11,24 mm
Yn	74,24 mm
P	9,00 mm
D	7,20 mm
Hw	21,60 mm
C	12 Well
R	8 Well

<b>Well-Anzahl</b>	96
<b>Typ</b>	Standard
<b>Bodenform</b>	U-Boden
<b>Nennvolumen</b>	0,5 ml
<b>Material</b>	PP
<b>Well-Form</b>	Eckig
<b>Cut corner</b>	A1, H1
<b>Qualität</b>	BIO-CERT® PCR QUALITY
<b>Passende Verschlussmatte</b>	701358




# Deep-well Platte 1 ml

## U-Boden

### 701347



PRODUKT-  
INFORMATION



Abmessungen in mm


<b>Well-Anzahl</b>	96
<b>Typ</b>	Low Profile
<b>Bodenform</b>	U-Boden
<b>Nennvolumen</b>	1 ml
<b>Material</b>	PP
<b>Well-Form</b>	Eckig
<b>Cut corner</b>	H1
<b>Qualität</b>	CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY
<b>Passende Verschlussmatte</b>	701362



# Deep-well Platte 2,2 ml

## V-Boden, geeignet für King Fisher™

### 701348


 PRODUKT-  
INFORMATION



Abmessungen in mm

<b>Well-Anzahl</b>	96
<b>Typ</b>	Standard
<b>Bodenform</b>	V-Boden - pyramidal
<b>Nennvolumen</b>	2,2 ml
<b>Material</b>	PP
<b>Well-Form</b>	Eckig
<b>Cut corner</b>	A1, H1
<b>Qualität</b>	CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY
<b>Passende Verschlussmatte</b>	701362



# Deep-well Platte 1,1 ml

## 701350

 PRODUKT-  
INFORMATION


L	126,23 mm
W	84,65 mm
H	40,59 mm
Hs	2,97 mm
X1	14,11 mm
Xn	112,12 mm
Y1	11,14 mm
Yn	73,51 mm
P	8,91 mm
D	7,13 mm
Hw	37,03 mm
C	12 Well
R	8 Well


<b>Well-Anzahl</b>	96
<b>Typ</b>	Standard
<b>Bodenform</b>	U-Boden
<b>Nennvolumen</b>	1,1 ml
<b>Material</b>	PP
<b>Well-Form</b>	Rund
<b>Cut corner</b>	H1
<b>Qualität</b>	BIO-CERT® PCR QUALITY
<b>Passende Verschlussmatte</b>	701360



# Deep-well Platte 2,2 ml

## V-Boden

### 701353

 PRODUKT-  
INFORMATION



L	127,76 mm
W	85,48 mm
H	44,20 mm
Hs	2,60 mm
X1	14,38 mm
Xn	113,38 mm
Y1	11,24 mm
Yn	74,24 mm
P	9,00 mm
D	8,24 mm
Hw	39,89 mm
C	12 Well
R	8 Well

<b>Well-Anzahl</b>	96
<b>Typ</b>	Standard
<b>Bodenform</b>	V-Boden
<b>Nennvolumen</b>	2,2 ml
<b>Material</b>	PP
<b>Well-Form</b>	Eckig
<b>Cut corner</b>	A1, H1
<b>Qualität</b>	CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY
<b>Passende Verschlussmatte</b>	701362



# Deep-well Platte 2,2 ml

## 701354

 PRODUKT-  
INFORMATION


L	127,76 mm
W	85,47 mm
H	44,00 mm
Hs	3,54 mm
X1	14,32 mm
Xn	113,32 mm
Y1	11,24 mm
Yn	74,24 mm
P	9,00 mm
D	8,30 mm
Hw	41,85 mm
C	12 Well
R	8 Well

<b>Well-Anzahl</b>	96
<b>Typ</b>	Standard
<b>Bodenform</b>	U-Boden
<b>Nennvolumen</b>	2,2 ml
<b>Material</b>	PP
<b>Well-Form</b>	Eckig
<b>Cut corner</b>	A1, H1
<b>Qualität</b>	BIO-CERT® PCR QUALITY
<b>Passende Verschlussmatte</b>	701362

