

Druckaufnehmer DMP 331i KF DN 16

[Link zur Webseite](#)

Produktbeschreibung

Leistungsmerkmale

- mit ATEX-Zulassung: II 1G Ex ia IIC T4 Ga, Messbereich: 1000-1 mbar
- Genauigkeit: ± 1 mbar

Bestelldaten

Produktbezeichnung	Netzspannung Netzfrequenz	Stecker	Artikelnr.
DMP 331i KF DN 16	VACUU-BUS DC	ISO4400/M16	20635423

Lieferumfang

Druckaufnehmer für EX-Bereiche komplett mit KF DN 16 Kleinflansch - Anschluss und Stecker für Kabelmontage.

Zubehör

Technische Daten

Messbereich (mbar)		1000 - 1 mbar
Messbereich (torr)		750 - 1 torr
Messprinzip		Edelstahl-Membran (1.4435), gasartunab., Absolutdruck
Messgenauigkeit		< +/- 1 mbar
Vakuummessanschluss		Kleinflansch KF DN 16
Zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb)		10 - 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur (Lagerung)		-10 - 60 °C
Max. Medientemperatur Dauerbetrieb		40 °C
Max. Medientemperatur kurzzeitig		80 °C
Material Außengehäuse		Metallgehäuse
IP-Schutzart nach IEC 60529		IP 65
ATEX-Konformität		II 1G Ex ia IIC T4 Ga
NRTL Zertifizierung		Nein
Schnittstelle		4 - 20 mA

Produktbild und Maßblatt



VACUUBRAND GMBH + CO KG
Postfach 1664
97877 Wertheim
T +49 9342 808 5550
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com
www.vacuubrand.com

VACUUBRAND®

VACUUBRAND ist Teil der Brand Gruppe, die mit ca. 1.000 Mitarbeitern weltweit hochwertige und innovative Laborgeräte, Vakuumpumpen und -systeme entwickelt, produziert und vertreibt.

Mit hoch motivierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fertigen wir weltweit die umfassendste Produktfamilie zur Vakuumherzeugung, -messung und -regelung für den Grob- und Feinvakuumbereich im Labor.

Alles mit einem Ziel:

Ihre Prozesse im Labor und in der Technik zuverlässig, sicher und effizient zu machen. Deshalb verpflichten wir uns zu kontinuierlicher Innovation, erstklassiger Performance und herausragender Qualität.

Bestes Engineering ist der Schlüssel zu Produkten und Lösungen, die für Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bekannt sind. Innovative Technologie, hochwertige Materialien und umfangreiche Tests sorgen dabei für einzigartige Leistung – entwickelt und produziert in Deutschland.

Gemeinsam mit Ihnen finden unsere Experten die beste Lösung für Ihre Anwendung und begleiten Sie mit erstklassigem Service.

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318
info@brand.com.cn
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
Mumbai, India

T +91 22 42957790
customersupport@brand.co.in
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562
info@brandtech.com
www.brandtech.com